

Nummer: 209049
Pannenweg 200
6031 RK Nederweert
lab@merefelt.com
0495 461236

Aanvraagformulier wateronderzoek

Naam: _____ Afnamedatum: _____
Adres: _____ Aanvrager/d'arts: _____
Woonplaats: _____ Rekening naar klant / naar : _____
UBNnummer: _____ Mailadres: _____

Hoknummer/tappunt	Omschrijving watermonster

In watermonsters wordt gekeken naar het totaal kiemgetal (zie tabel) en naar de volgende bacteriën:

E. coli, Salmonella, Streptococci en Staphylococci.

Deze bacteriën horen niet voor te komen in watermonsters

Als op de uitslag: *Geen bijzonderheden* staat,

wil dit zeggen dat deze bacteriën niet aangetoond zijn.

Verder wordt ook de pH gemeten van het water

IKB-norm		goed	afwijkend
	Enterobacteriaceae		< 100 kve/ml
Totaal kiemgetal		< 100.000 kve/ml	>100.000 kve/ml
Gisten		0 kve/ml	> 0 kve/ml
Schimmels		-	+ of meer
pH		5 - 8,5	< 4 en >9

Het totaal kiemgetal geeft een indruk van de algemene hygiëne van het water.

Daarnaast wordt het coliforme-bacteriëngetal (of beter: de Enterobacteriaceae) bepaald om eventuele faecale besmetting vast te stellen.

Categorie 1, monsters uitsluitend voor onderzoek en diagnose

